#### Coloration

Les colorations des tissus est une réaction acido-basique. Il en existe deux types de coloration :

Bleue colore les acides	Rouge colore les bases
Ex : bleu de méthyle	
ADN, collagène	

Il existe des mélanges de ces deux solutions appelés trichrome de Masson.

# Mettre en évidence des propriétés de réducteur

Réaction avec la liqueur de Fehling (bleu passa au rouge).

### Schéma

Un schéma doit contenir

#### Le titre

Le titre doit contenir les éléments suivants :

- Type de dessin
- Le sujet dessiné
- L'espèce observé entre parenthèse et soulignée
- L'outils utilisé pour l'observation (microscope, à l'œil nu...)
- Le type de préparation utilisé (commercial ou personnel)
- L'utilisation d'une coloration (coloration au ...)

Exemple : Dessin d'observation d'une cellule d'Elodée (<u>Elodea</u> <u>canadensis</u>) au microscope optique. Préparation personnelle avec coloration.

#### Phylogénie en cadré

Dans un cadre, mettre l'ensemble des rangs taxonomiques et souligner l'espèce.

# Calcul du grossissement et de l'échelle

#### **Grossissement**

Sur un microscope, on trouve

Oculaire	Grossissement oculaire (10X)	
	Indice de champ (18mm)	
Objectif	Grossissement objectif (40X)	

Grossissement  $G = grossissement \ occulaire \times grossissement \ objectif$ 

Exemple :  $G = occ \ 10 \times obj \ 40$ 

### Taille réelle du sujet observé

Diamètre du champ diamètre du champ =  $\frac{indice de champ}{grossissement objectif}$ 

Taille du sujet observé :  $Taille = diamètre du champ \times propotion sujet$ 

NB : *propotion du sujet* cela correspond à proportion du sujet dans le champ. Par exemple, le sujet occupe 0.75 (7%) du champ visuel.

#### Échelle

L'échelle est la correspondance entre 1 centimètre sur le dessin et la taille réel du sujet.

## Microscopie

-		
Optique	Électronique	

Microscopie 1

Transmission	Balayage
Structure	Révèle le relief d'une
	surface
	Mesure les angles
	de réfection des
	électrons
Généralement en ajout des métaux lourds	
pour augmenter la	

### **Comment**

# Électronique :

- Résolution importante
- Ultra structure visible distingue les organites
- Les électrons traversent la coupe
- Noir/blanc

# Ordre de grandeurs des cellules

Type de cellules	Taille en $\mu m$ (10 <sup>-6</sup> m)
Végétale	100
Animal	10
Bactérie	1
Virus	0,25

Microscopie 2